


Duo-System

Korrigierbares Lokalisationssystem

Das **SOMATEX® Duo-System** ist ein korrigierbares Lokalisationsset zur präoperativen Markierung von nicht palpablen, suspekten Mammaläsionen. Es erleichtert die intraoperative Befundlokalisierung für den Chirurgen. Für eine erforderliche Lagekorrektur kann der Markierungsdraht problemlos in die Kanüle zurück gezogen und erneut zur Markierung freigesetzt werden.



Vorteile im Überblick:

- Korrigierbarer Markierungsdraht
- Feste Verankerung durch Double-Loop-Technik
- Hohe Flexibilität des Drahtes
- Atraumatischer, extrem scharfer Kanülenschliff
- Fixierungsteil zur Vermeidung distaler Dislokation



Fixierteil



Der Schaft des Markierungsdrahtes liegt in der Kanüle.



Der Markierungsdraht wird in der Kanüle vorgeschoben.



Die Bögen des Markierungsdrahtes entfalten sich.



Die Bögen des Markierungsdrahtes sind voll entfaltet.

Produktname	Artikel-Nr.	Gauge	Durchmesser	Länge
Duo-System	271 440	20 G	0,95 mm	50 mm
Duo-System	271 441	20 G	0,95 mm	90 mm
Duo-System	271 443	20 G	0,95 mm	120 mm
MR Duo-System	601 607	20 G	0,95 mm	50 mm
MR Duo-System	601 609	20 G	0,95 mm	90 mm
MR Duo-System	601 611	20 G	0,95 mm	120 mm

